

愛派司金屬鎖定骨釘骨板系統組
APS Metal Plate & Screw System

衛署醫器製字第 003129 號

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用

一、產品敘述

本產品為依據解剖學及骨折恢復原理設計之簡單易用骨折固定用醫材。本螺絲釘系統具備以下特性：

1. 螺絲釘頭形狀設計扁平
2. 能預防非預期之鬆脫
3. 由 TI 6AL 4V 製成，可防止骨板骨釘斷裂

二、適應症

關節面有必要保護時之創傷適應症：

穩定或不穩定之關節面骨折，包含：

1. 股骨遠端外側骨折
2. 脛骨近端外側骨折
3. 脛骨近端內側骨折
4. 肱骨近端外側骨折
5. 橈骨遠端內側骨折
6. 直式加壓骨折
7. 鎖骨鈎遠端骨折
8. 肱骨遠端後側骨折
9. 脛骨遠端內側骨折
10. 脛骨遠端外側骨折
11. 肱骨遠端內側骨折

創傷後病狀中之重建適應症：

1. 當軟組織狀況已改善，要將外固定系統更換成內固定系統時。
2. 如果關節輪廓在病狀上已經被修改過而有必要重修關節面
3. 保持骨折關節面完整。

三、禁忌症

1. 骨折處有明顯感染跡象時，相對上就是一種禁忌。
2. 如果神經血管結構的解剖位置因為關節的創傷後損壞而存在不確定性時，則本固定骨板要特別留意方可使用。
3. 局部性傷口腐敗也是本固定骨板的相對禁忌之一。
4. 在關節處已植入某些骨內固定器，是相對禁忌之一。

5. 術前醫療條件不足，如嚴重的骨質疏鬆症。

四、副作用或併發症

1. 傷口感染：任何手術都有可能發生感染；當有嚴重感染時，應放棄骨內固定治療而改用牽引術，待傷口感染治癒後再用骨內固定治療。
2. 神經與血管損傷：植入關節骨板時，應避開神經、血管。術中、術後發現神經與血管損傷時，應採取相應補救措施並更換骨板位置。
3. 骨折遲延癒合與骨不癒合：骨板固定的應用不當，可能造成骨折不癒合；但原始創傷嚴重，而又未採取相應治療措施時，則更易發生骨折不癒合。
4. 再骨折：對骨折癒合的強度判斷不準確時會發生再骨折。因此，拆除關節骨板時要準確判斷骨折癒合。不能確定時，寧可晚一些時間再拆除。

五、警告及注意事項

1. 注意消毒及無菌觀念，避免感染。
2. 調整選擇適合的骨板長度及螺釘長度，需注意勿牽動到周圍軟組織。
3. 骨板植入時，需精確的保護神經構造，以避免造成神經損傷。
4. 固定時，避免選用過長螺釘或不當角度，造成關節表面受損。
5. 請參照醫師指示使用。

六、型號及規格

(一) 股骨遠端外側鎖定骨板 FEMORAL DISTAL LATERAL LOCKING PLATE

料號	名稱	規格尺寸	主要元件材質
0502-0000-06	股骨遠端外側骨板, 左	6H,172mm	TI 6AL 4V
0502-0001-06	股骨遠端外側骨板, 右	6H,172mm	TI 6AL 4V
0502-0000-08	股骨遠端外側骨板, 左	8H,204mm	TI 6AL 4V
0502-0001-08	股骨遠端外側骨板, 右	8H,204mm	TI 6AL 4V
0502-0000-10	股骨遠端外側骨板, 左	10H,236mm	TI 6AL 4V
0502-0001-10	股骨遠端外側骨板, 右	10H,236mm	TI 6AL 4V
0502-0000-12	股骨遠端外側骨板, 左	12H,268mm	TI 6AL 4V
0502-0001-12	股骨遠端外側骨板, 右	12H,268mm	TI 6AL 4V
0502-0000-14	股骨遠端外側骨板, 左	14H,300mm	TI 6AL 4V
0502-0001-14	股骨遠端外側骨板, 右	14H,300mm	TI 6AL 4V
0502-0000-16	股骨遠端外側骨板, 左	16H,332mm	TI 6AL 4V
0502-0000-16	股骨遠端外側骨板, 右	16H,332mm	TI 6AL 4V

(二) 脛骨近端外側鎖定骨板 PROXIMAL TIBIAL LATERAL LOCKING PLATE

料號	名稱	規格尺寸	主要元件材質
0702-0100-06	脛骨近端外側骨板, 左	6H,130mm	TI 6AL 4V

0702-0101-06	脛骨近端外側骨板, 右	6H,130mm	TI 6AL 4V
0702-0100-08	脛骨近端外側骨板, 左	8H,162mm	TI 6AL 4V
0702-0101-08	脛骨近端外側骨板, 右	8H,162mm	TI 6AL 4V
0702-0100-10	脛骨近端外側骨板, 左	10H,226mm	TI 6AL 4V
0702-0101-10	脛骨近端外側骨板, 右	10H,226mm	TI 6AL 4V
0702-0100-12	脛骨近端外側骨板, 左	12H,258mm	TI 6AL 4V
0702-0101-12	脛骨近端外側骨板, 右	12H,258mm	TI 6AL 4V
0702-0100-14	脛骨近端外側骨板, 左	14H,290mm	TI 6AL 4V
0702-0101-14	脛骨近端外側骨板, 右	14H,290mm	TI 6AL 4V

(三) 肱骨近端外側鎖定骨板 PROXIMAL HUMERAL LATERAL LOCKING PLATE

料號	名稱	規格尺寸	主要元件材質
0202-0101-04	肱骨近端外側骨板, 右	4H,106mm	TI 6AL 4V
0202-0100-04	肱骨近端外側骨板, 左	4H,106mm	TI 6AL 4V
0202-0101-06	肱骨近端外側骨板, 右	6H,132mm	TI 6AL 4V
0202-0100-06	肱骨近端外側骨板, 左	6H,132mm	TI 6AL 4V
0202-0101-08	肱骨近端外側骨板, 右	8H,158mm	TI 6AL 4V
0202-0100-08	肱骨近端外側骨板, 左	8H,158mm	TI 6AL 4V
0202-0101-10	肱骨近端外側骨板, 右	10H,184mm	TI 6AL 4V
0202-0100-10	肱骨近端外側骨板, 左	10H,184mm	TI 6AL 4V
0202-0101-12	肱骨近端外側骨板, 右	12H,210mm	TI 6AL 4V
0202-0100-12	肱骨近端外側骨板, 左	12H,210mm	TI 6AL 4V

(四) 脛骨近端內側鎖定骨板 PROXIMAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE

料號	名稱	規格尺寸	主要元件材質
0701-0100-06	脛骨近端內側骨板, 左	6H,158mm	TI 6AL 4V
0701-0101-06	脛骨近端內側骨板, 右	6H,158mm	TI 6AL 4V
0701-0100-08	脛骨近端內側骨板, 左	8H,190mm	TI 6AL 4V
0701-0101-08	脛骨近端內側骨板, 右	8H,190mm	TI 6AL 4V
0701-0100-10	脛骨近端內側骨板, 左	10H,222mm	TI 6AL 4V
0701-0101-10	脛骨近端內側骨板, 右	10H,222mm	TI 6AL 4V
0701-0100-12	脛骨近端內側骨板, 左	12H,254mm	TI 6AL 4V
0701-0101-12	脛骨近端內側骨板, 右	12H,254mm	TI 6AL 4V
0701-0100-14	脛骨近端內側骨板, 左	14H,286mm	TI 6AL 4V
0701-0101-14	脛骨近端內側骨板, 右	14H,286mm	TI 6AL 4V

(五) 鎖骨鈎遠端鎖定骨板 DISTAL CLAVICLE HOOK LOCKING PLATE

料號	名稱	規格尺寸	主要元件材質
0000-0000-03	遠端鎖骨鈎骨板, 左	3H,72mm	TI 6AL 4V
0000-0001-03	遠端鎖骨鈎骨板, 右	3H,72mm	TI 6AL 4V

0000-0000-04	遠端鎖骨鉤骨板, 左	4H,83mm	TI 6AL 4V
0000-0001-04	遠端鎖骨鉤骨板, 右	4H,83mm	TI 6AL 4V
0000-0000-05	遠端鎖骨鉤骨板, 左	5H,94mm	TI 6AL 4V
0000-0001-05	遠端鎖骨鉤骨板, 右	5H,94mm	TI 6AL 4V
0000-0000-06	遠端鎖骨鉤骨板, 左	6H,106mm	TI 6AL 4V
0000-0001-06	遠端鎖骨鉤骨板, 右	6H,106mm	TI 6AL 4V

(六) 橈骨遠端內側鎖定骨板 DISTAL RADIAL MEDIAL LOCKING PLATE

料號	名稱	規格尺寸	主要元件材質
0401-0006-02	橈骨遠端內側骨板	2H,52mm	TI 6AL 4V
0401-0006-04	橈骨遠端內側骨板	4H,74mm	TI 6AL 4V
0401-0006-06	橈骨遠端內側骨板	6H,96mm	TI 6AL 4V
0401-0006-08	橈骨遠端內側骨板	8H,140mm	TI 6AL 4V
0401-0006-10	橈骨遠端內側骨板	10H,162mm	TI 6AL 4V
0401-0006-12	橈骨遠端內側骨板	12H,182mm	TI 6AL 4V

(七) 直式加壓鎖定骨板 4.0 LCP Locking Compression Plate

料號	名稱	規格尺寸	主要元件材質
0202-0806-04	直式加壓骨板	4H,59mm	TI 6AL 4V
0202-0806-06	直式加壓骨板	6H,85mm	TI 6AL 4V
0202-0806-08	直式加壓骨板	8H,111mm	TI 6AL 4V
0202-0806-10	直式加壓骨板	10H,137mm	TI 6AL 4V
0202-0806-12	直式加壓骨板	12H,163mm	TI 6AL 4V

(八) 肱骨遠端後側鎖定骨板 DISTAL HUMERAL POSERIOR LOCKING PLATE

料號	名稱	規格尺寸	主要元件材質
0215-0001-04	肱骨遠端後側骨板, 右	4H,103mm	TI 6AL 4V
0215-0000-04	肱骨遠端後側骨板, 左	4H,103mm	TI 6AL 4V
0215-0001-05	肱骨遠端後側骨板, 右	5H,118mm	TI 6AL 4V
0215-0000-05	肱骨遠端後側骨板, 左	5H,118mm	TI 6AL 4V
0215-0001-06	肱骨遠端後側骨板, 右	6H,144mm	TI 6AL 4V
0215-0000-06	肱骨遠端後側骨板, 左	6H,144mm	TI 6AL 4V

(九) 肱骨遠端內側鎖定骨板 DISTAL HUMERAL MEDIAL LOCKING PLATE

料號	名稱	規格尺寸	主要元件材質
0201-0000-10	肱骨遠端內側骨板	10H,92mm	TI 6AL 4V
0201-0000-12	肱骨遠端內側骨板	12H,112mm	TI 6AL 4V
0201-0000-14	肱骨遠端內側骨板	14H,132mm	TI 6AL 4V

(十) 脛骨遠端外側鎖定骨板 DISTAL TIBIAL LOCKING PLATE

料號	名稱	規格尺寸	主要元件材質
0702-0001-06	脛骨遠端外側骨板, 右	6H,144mm	TI 6AL 4V
0702-0000-06	脛骨遠端外側骨板, 左	6H,144mm	TI 6AL 4V
0702-0001-08	脛骨遠端外側骨板, 右	8H,176mm	TI 6AL 4V
0702-0000-08	脛骨遠端外側骨板, 左	8H,176mm	TI 6AL 4V
0702-0001-10	脛骨遠端外側骨板, 右	10H,208mm	TI 6AL 4V
0702-0000-10	脛骨遠端外側骨板, 左	10H,208mm	TI 6AL 4V
0702-0001-12	脛骨遠端外側骨板, 右	12H,240mm	TI 6AL 4V
0702-0000-12	脛骨遠端外側骨板, 左	12H,240mm	TI 6AL 4V

(十一) 脛骨遠端內側鎖定骨板 DISTAL TIBIAL MEDIAL LOCKING PLATE

料號	名稱	規格尺寸	主要元件材質
0701-0001-06	脛骨遠端內側骨板, 右	6H,151mm	TI 6AL 4V
0701-0000-06	脛骨遠端內側骨板, 左	6H,151mm	TI 6AL 4V
0701-0001-08	脛骨遠端內側骨板, 右	8H,179mm	TI 6AL 4V
0701-0000-08	脛骨遠端內側骨板, 左	8H,179mm	TI 6AL 4V
0701-0001-10	脛骨遠端內側骨板, 右	10H,207mm	TI 6AL 4V
0701-0000-10	脛骨遠端內側骨板, 左	10H,207mm	TI 6AL 4V
0701-0001-12	脛骨遠端內側骨板, 右	12H,235mm	TI 6AL 4V
0701-0000-12	脛骨遠端內側骨板, 左	12H,235mm	TI 6AL 4V

(十二) 6.5MM 鬆質骨螺釘(半螺紋)6.5MMCANCELLOUS SCREW (32MM THREADED)

料號	名稱	規格尺寸	主要元件材質
1065-0303-30	鬆質骨螺釘(半螺紋)	6.5mm,30mm	TI 6AL 4V
1065-0303-32	鬆質骨螺釘(半螺紋)	6.5mm,32mm	TI 6AL 4V
1065-0303-34	鬆質骨螺釘(半螺紋)	6.5mm,34mm	TI 6AL 4V
1065-0303-36	鬆質骨螺釘(半螺紋)	6.5mm,36mm	TI 6AL 4V
1065-0303-38	鬆質骨螺釘(半螺紋)	6.5mm,38mm	TI 6AL 4V
1065-0303-40	鬆質骨螺釘(半螺紋)	6.5mm,40mm	TI 6AL 4V
1065-0303-42	鬆質骨螺釘(半螺紋)	6.5mm,42mm	TI 6AL 4V
1065-0303-44	鬆質骨螺釘(半螺紋)	6.5mm,44mm	TI 6AL 4V
1065-0303-46	鬆質骨螺釘(半螺紋)	6.5mm,46mm	TI 6AL 4V
1065-0303-48	鬆質骨螺釘(半螺紋)	6.5mm,48mm	TI 6AL 4V
1065-0303-50	鬆質骨螺釘(半螺紋)	6.5mm,50mm	TI 6AL 4V
1065-0303-52	鬆質骨螺釘(半螺紋)	6.5mm,52mm	TI 6AL 4V
1065-0303-54	鬆質骨螺釘(半螺紋)	6.5mm,54mm	TI 6AL 4V
1065-0303-55	鬆質骨螺釘(半螺紋)	6.5mm,55mm	TI 6AL 4V

1065-0303-56	鬆質骨螺釘(半螺紋)	6.5mm,56mm	TI 6AL 4V
1065-0303-58	鬆質骨螺釘(半螺紋)	6.5mm,58mm	TI 6AL 4V
1065-0303-60	鬆質骨螺釘(半螺紋)	6.5mm,60mm	TI 6AL 4V
1065-0303-65	鬆質骨螺釘(半螺紋)	6.5mm,65mm	TI 6AL 4V
1065-0303-70	鬆質骨螺釘(半螺紋)	6.5mm,70mm	TI 6AL 4V
1065-0303-75	鬆質骨螺釘(半螺紋)	6.5mm,75mm	TI 6AL 4V
1065-0303-80	鬆質骨螺釘(半螺紋)	6.5mm,80mm	TI 6AL 4V
1065-0303-85	鬆質骨螺釘(半螺紋)	6.5mm,85mm	TI 6AL 4V
1065-0303-90	鬆質骨螺釘(半螺紋)	6.5mm,90mm	TI 6AL 4V
1065-0303-95	鬆質骨螺釘(半螺紋)	6.5mm,95mm	TI 6AL 4V
1065-0303-100	鬆質骨螺釘(半螺紋)	6.5mm,100mm	TI 6AL 4V
1065-0303-105	鬆質骨螺釘(半螺紋)	6.5mm,105mm	TI 6AL 4V
1065-0303-110	鬆質骨螺釘(半螺紋)	6.5mm,110mm	TI 6AL 4V
1065-0303-115	鬆質骨螺釘(半螺紋)	6.5mm,115mm	TI 6AL 4V
1065-0303-120	鬆質骨螺釘(半螺紋)	6.5mm,120mm	TI 6AL 4V

(十三) 4.0MM 鬆質骨螺釘(半螺紋)4.0MMCANCELLOUS SCREW(32MM THREADED)

料號	名稱	規格尺寸	主要元件材質
1040-0303-20	鬆質骨螺釘(半螺紋)	4.0mm,20mm	TI 6AL 4V
1040-0303-22	鬆質骨螺釘(半螺紋)	4.0mm,22mm	TI 6AL 4V
1040-0303-24	鬆質骨螺釘(半螺紋)	4.0mm,24mm	TI 6AL 4V
1040-0303-26	鬆質骨螺釘(半螺紋)	4.0mm,26mm	TI 6AL 4V
1040-0303-28	鬆質骨螺釘(半螺紋)	4.0mm,28mm	TI 6AL 4V
1040-0303-30	鬆質骨螺釘(半螺紋)	4.0mm,30mm	TI 6AL 4V
1040-0303-32	鬆質骨螺釘(半螺紋)	4.0mm,32mm	TI 6AL 4V
1040-0303-34	鬆質骨螺釘(半螺紋)	4.0mm,34mm	TI 6AL 4V
1040-0303-36	鬆質骨螺釘(半螺紋)	4.0mm,36mm	TI 6AL 4V
1040-0303-38	鬆質骨螺釘(半螺紋)	4.0mm,38mm	TI 6AL 4V
1040-0303-40	鬆質骨螺釘(半螺紋)	4.0mm,40mm	TI 6AL 4V
1040-0303-42	鬆質骨螺釘(半螺紋)	4.0mm,42mm	TI 6AL 4V
1040-0303-44	鬆質骨螺釘(半螺紋)	4.0mm,44mm	TI 6AL 4V
1040-0303-46	鬆質骨螺釘(半螺紋)	4.0mm,46mm	TI 6AL 4V
1040-0303-48	鬆質骨螺釘(半螺紋)	4.0mm,48mm	TI 6AL 4V
1040-0303-50	鬆質骨螺釘(半螺紋)	4.0mm,50mm	TI 6AL 4V
1040-0303-52	鬆質骨螺釘(半螺紋)	4.0mm,52mm	TI 6AL 4V
1040-0303-54	鬆質骨螺釘(半螺紋)	4.0mm,54mm	TI 6AL 4V
1040-0303-55	鬆質骨螺釘(半螺紋)	4.0mm,55mm	TI 6AL 4V
1040-0303-56	鬆質骨螺釘(半螺紋)	4.0mm,56mm	TI 6AL 4V
1040-0303-58	鬆質骨螺釘(半螺紋)	4.0mm,58mm	TI 6AL 4V

1040-0303-60	鬆質骨螺釘(半螺紋)	4.0mm,60mm	TI 6AL 4V
1040-0303-65	鬆質骨螺釘(半螺紋)	4.0mm,65mm	TI 6AL 4V
1040-0303-70	鬆質骨螺釘(半螺紋)	4.0mm,70mm	TI 6AL 4V
1040-0303-75	鬆質骨螺釘(半螺紋)	4.0mm,75mm	TI 6AL 4V
1040-0303-80	鬆質骨螺釘(半螺紋)	4.0mm,80mm	TI 6AL 4V
1040-0303-85	鬆質骨螺釘(半螺紋)	4.0mm,85mm	TI 6AL 4V
1040-0303-90	鬆質骨螺釘(半螺紋)	4.0mm,90mm	TI 6AL 4V
1040-0303-95	鬆質骨螺釘(半螺紋)	4.0mm,95mm	TI 6AL 4V

(十四) 5.0MM 鎖定螺釘(全螺紋)5.0MM LOCKING SCREW(FULL THREADED)

料號	名稱	規格尺寸	主要元件材質
0850-0302-12	迫緊實心螺釘(全螺紋)	5.0mm,12mm	TI 6AL 4V
0850-0302-14	迫緊實心螺釘(全螺紋)	5.0mm,14mm	TI 6AL 4V
0850-0302-16	迫緊實心螺釘(全螺紋)	5.0mm,16mm	TI 6AL 4V
0850-0302-18	迫緊實心螺釘(全螺紋)	5.0mm,18mm	TI 6AL 4V
0850-0302-20	迫緊實心螺釘(全螺紋)	5.0mm,20mm	TI 6AL 4V
0850-0302-22	迫緊實心螺釘(全螺紋)	5.0mm,22mm	TI 6AL 4V
0850-0302-24	迫緊實心螺釘(全螺紋)	5.0mm,24mm	TI 6AL 4V
0850-0302-26	迫緊實心螺釘(全螺紋)	5.0mm,26mm	TI 6AL 4V
0850-0302-28	迫緊實心螺釘(全螺紋)	5.0mm,28mm	TI 6AL 4V
0850-0302-30	迫緊實心螺釘(全螺紋)	5.0mm,30mm	TI 6AL 4V
0850-0302-32	迫緊實心螺釘(全螺紋)	5.0mm,32mm	TI 6AL 4V
0850-0302-34	迫緊實心螺釘(全螺紋)	5.0mm,34mm	TI 6AL 4V
0850-0302-36	迫緊實心螺釘(全螺紋)	5.0mm,36mm	TI 6AL 4V
0850-0302-38	迫緊實心螺釘(全螺紋)	5.0mm,38mm	TI 6AL 4V
0850-0302-40	迫緊實心螺釘(全螺紋)	5.0mm,40mm	TI 6AL 4V
0850-0302-42	迫緊實心螺釘(全螺紋)	5.0mm,42mm	TI 6AL 4V
0850-0302-44	迫緊實心螺釘(全螺紋)	5.0mm,44mm	TI 6AL 4V
0850-0302-46	迫緊實心螺釘(全螺紋)	5.0mm,46mm	TI 6AL 4V
0850-0302-48	迫緊實心螺釘(全螺紋)	5.0mm,48mm	TI 6AL 4V
0850-0302-50	迫緊實心螺釘(全螺紋)	5.0mm,50mm	TI 6AL 4V
0850-0302-55	迫緊實心螺釘(全螺紋)	5.0mm,55mm	TI 6AL 4V
0850-0302-60	迫緊實心螺釘(全螺紋)	5.0mm,60mm	TI 6AL 4V
0850-0302-65	迫緊實心螺釘(全螺紋)	5.0mm,65mm	TI 6AL 4V
0850-0302-70	迫緊實心螺釘(全螺紋)	5.0mm,70mm	TI 6AL 4V
0850-0302-75	迫緊實心螺釘(全螺紋)	5.0mm,75mm	TI 6AL 4V
0850-0302-80	迫緊實心螺釘(全螺紋)	5.0mm,80mm	TI 6AL 4V
0850-0302-85	迫緊實心螺釘(全螺紋)	5.0mm,85mm	TI 6AL 4V
0850-0302-90	迫緊實心螺釘(全螺紋)	5.0mm,90mm	TI 6AL 4V

0850-0302-95	迫緊實心螺釘(全螺紋)	5.0mm,95mm	TI 6AL 4V
0850-0302-100	迫緊實心螺釘(全螺紋)	5.0mm,100mm	TI 6AL 4V
0850-0302-105	迫緊實心螺釘(全螺紋)	5.0mm,105mm	TI 6AL 4V
0850-0302-110	迫緊實心螺釘(全螺紋)	5.0mm,110mm	TI 6AL 4V
0850-0302-115	迫緊實心螺釘(全螺紋)	5.0mm,115mm	TI 6AL 4V
0850-0302-120	迫緊實心螺釘(全螺紋)	5.0mm,120mm	TI 6AL 4V

(十五)4. 0MM 鎖定螺釘(全螺紋)4. 0MM LOCKING SCREW(FULL THREADED)

料號	名稱	規格尺寸	主要元件材質
0840-0302-10	迫緊實心螺釘(全螺紋)	4.0mm, 10mm	TI 6AL 4V
0840-0302-12	迫緊實心螺釘(全螺紋)	4.0mm,12mm	TI 6AL 4V
0840-0302-14	迫緊實心螺釘(全螺紋)	4.0mm.14mm	TI 6AL 4V
0840-0302-16	迫緊實心螺釘(全螺紋)	4.0mm,16mm	TI 6AL 4V
0840-0302-18	迫緊實心螺釘(全螺紋)	4.0mm.18mm	TI 6AL 4V
0840-0302-20	迫緊實心螺釘(全螺紋)	4.0mm,20mm	TI 6AL 4V
0840-0302-22	迫緊實心螺釘(全螺紋)	4.0mm.22mm	TI 6AL 4V
0840-0302-24	迫緊實心螺釘(全螺紋)	4.0mm,24mm	TI 6AL 4V
0840-0302-26	迫緊實心螺釘(全螺紋)	4.0mm.26mm	TI 6AL 4V
0840-0302-28	迫緊實心螺釘(全螺紋)	4.0mm,28mm	TI 6AL 4V
0840-0302-30	迫緊實心螺釘(全螺紋)	4.0mm.30mm	TI 6AL 4V
0840-0302-32	迫緊實心螺釘(全螺紋)	4.0mm,32mm	TI 6AL 4V
0840-0302-34	迫緊實心螺釘(全螺紋)	4.0mm.34mm	TI 6AL 4V
0840-0302-36	迫緊實心螺釘(全螺紋)	4.0mm,36mm	TI 6AL 4V
0840-0302-38	迫緊實心螺釘(全螺紋)	4.0mm.38mm	TI 6AL 4V
0840-0302-40	迫緊實心螺釘(全螺紋)	4.0mm,40mm	TI 6AL 4V
0840-0302-42	迫緊實心螺釘(全螺紋)	4.0mm.42mm	TI 6AL 4V
0840-0302-44	迫緊實心螺釘(全螺紋)	4.0mm,44mm	TI 6AL 4V
0840-0302-46	迫緊實心螺釘(全螺紋)	4.0mm.46mm	TI 6AL 4V
0840-0302-48	迫緊實心螺釘(全螺紋)	4.0mm,48mm	TI 6AL 4V
0840-0302-50	迫緊實心螺釘(全螺紋)	4.0mm.50mm	TI 6AL 4V
0840-0302-52	迫緊實心螺釘(全螺紋)	4.0mm,52mm	TI 6AL 4V
0840-0302-54	迫緊實心螺釘(全螺紋)	4.0mm,54mm	TI 6AL 4V
0840-0302-56	迫緊實心螺釘(全螺紋)	4.0mm,56mm	TI 6AL 4V
0840-0302-58	迫緊實心螺釘(全螺紋)	4.0mm.58mm	TI 6AL 4V
0840-0302-60	迫緊實心螺釘(全螺紋)	4.0mm,60mm	TI 6AL 4V
0840-0302-65	迫緊實心螺釘(全螺紋)	4.0mm.65mm	TI 6AL 4V
0840-0302-70	迫緊實心螺釘(全螺紋)	4.0mm,70mm	TI 6AL 4V
0840-0302-75	迫緊實心螺釘(全螺紋)	4.0mm.75mm	TI 6AL 4V
0840-0302-80	迫緊實心螺釘(全螺紋)	4.0mm,80mm	TI 6AL 4V

0840-0302-85	迫緊實心螺釘(全螺紋)	4.0mm.85mm	TI 6AL 4V
0840-0302-90	迫緊實心螺釘(全螺紋)	4.0mm,90mm	TI 6AL 4V
0840-0302-95	迫緊實心螺釘(全螺紋)	4.0mm.95mm	TI 6AL 4V

(十六)2.4MM 鎖定螺釘(全螺紋)2.4MM LOCKING SCREW(FULL THREADED)

料號	名稱	規格尺寸	主要元件材質
0824-0302-08	迫緊實心螺釘(全螺紋)	2.4mm, 8mm	TI 6AL 4V
0824-0302-10	迫緊實心螺釘(全螺紋)	2.4mm,10mm	TI 6AL 4V
0824-0302-12	迫緊實心螺釘(全螺紋)	2.4mm,12mm	TI 6AL 4V
0824-0302-14	迫緊實心螺釘(全螺紋)	2.4mm,14mm	TI 6AL 4V
0824-0302-16	迫緊實心螺釘(全螺紋)	2.4mm,16mm	TI 6AL 4V
0824-0302-18	迫緊實心螺釘(全螺紋)	2.4mm,18mm	TI 6AL 4V
0824-0302-20	迫緊實心螺釘(全螺紋)	2.4mm,20mm	TI 6AL 4V
0824-0302-22	迫緊實心螺釘(全螺紋)	2.4mm,22mm	TI 6AL 4V
0824-0302-24	迫緊實心螺釘(全螺紋)	2.4mm,24mm	TI 6AL 4V
0824-0302-26	迫緊實心螺釘(全螺紋)	2.4mm,26mm	TI 6AL 4V
0824-0302-28	迫緊實心螺釘(全螺紋)	2.4mm,28mm	TI 6AL 4V
0824-0302-30	迫緊實心螺釘(全螺紋)	2.4mm,30mm	TI 6AL 4V
0824-0302-32	迫緊實心螺釘(全螺紋)	2.4mm,32mm	TI 6AL 4V
0824-0302-34	迫緊實心螺釘(全螺紋)	2.4mm,34mm	TI 6AL 4V
0824-0302-36	迫緊實心螺釘(全螺紋)	2.4mm,36mm	TI 6AL 4V
0824-0302-38	迫緊實心螺釘(全螺紋)	2.4mm,38mm	TI 6AL 4V
0824-0302-40	迫緊實心螺釘(全螺紋)	2.4mm,40mm	TI 6AL 4V

(十七)4.5MM 加壓式螺釘(全螺紋)4.5MM COMPRESSION CORTEX SCREW(FULL THREADED)

料號	名稱	規格尺寸	主要元件材質
0945-0302-10	硬質骨實心螺釘(全螺紋)	4.5mm,10mm	TI 6AL 4V
0945-0302-12	硬質骨實心螺釘(全螺紋)	4.5mm,12mm	TI 6AL 4V
0945-0302-14	硬質骨實心螺釘(全螺紋)	4.5mm,14mm	TI 6AL 4V
0945-0302-16	硬質骨實心螺釘(全螺紋)	4.5mm,16mm	TI 6AL 4V
0945-0302-18	硬質骨實心螺釘(全螺紋)	4.5mm,18mm	TI 6AL 4V
0945-0302-20	硬質骨實心螺釘(全螺紋)	4.5mm,20mm	TI 6AL 4V
0945-0302-22	硬質骨實心螺釘(全螺紋)	4.5mm,22mm	TI 6AL 4V
0945-0302-24	硬質骨實心螺釘(全螺紋)	4.5mm,24mm	TI 6AL 4V
0945-0302-26	硬質骨實心螺釘(全螺紋)	4.5mm,26mm	TI 6AL 4V
0945-0302-28	硬質骨實心螺釘(全螺紋)	4.5mm,28mm	TI 6AL 4V
0945-0302-30	硬質骨實心螺釘(全螺紋)	4.5mm,30mm	TI 6AL 4V
0945-0302-32	硬質骨實心螺釘(全螺紋)	4.5mm,32mm	TI 6AL 4V
0945-0302-34	硬質骨實心螺釘(全螺紋)	4.5mm,34mm	TI 6AL 4V

0945-0302-36	硬質骨實心螺釘(全螺紋)	4.5mm,36mm	TI 6AL 4V
0945-0302-38	硬質骨實心螺釘(全螺紋)	4.5mm,38mm	TI 6AL 4V
0945-0302-40	硬質骨實心螺釘(全螺紋)	4.5mm,40mm	TI 6AL 4V
0945-0302-42	硬質骨實心螺釘(全螺紋)	4.5mm,42mm	TI 6AL 4V
0945-0302-44	硬質骨實心螺釘(全螺紋)	4.5mm,44mm	TI 6AL 4V
0945-0302-46	硬質骨實心螺釘(全螺紋)	4.5mm,46mm	TI 6AL 4V
0945-0302-48	硬質骨實心螺釘(全螺紋)	4.5mm,48mm	TI 6AL 4V
0945-0302-50	硬質骨實心螺釘(全螺紋)	4.5mm,50mm	TI 6AL 4V
0945-0302-52	硬質骨實心螺釘(全螺紋)	4.5mm,52mm	TI 6AL 4V
0945-0302-54	硬質骨實心螺釘(全螺紋)	4.5mm,54mm	TI 6AL 4V
0945-0302-55	硬質骨實心螺釘(全螺紋)	4.5mm,55mm	TI 6AL 4V
0945-0302-56	硬質骨實心螺釘(全螺紋)	4.5mm,56mm	TI 6AL 4V
0945-0302-58	硬質骨實心螺釘(全螺紋)	4.5mm,58mm	TI 6AL 4V
0945-0302-60	硬質骨實心螺釘(全螺紋)	4.5mm,60mm	TI 6AL 4V
0945-0302-65	硬質骨實心螺釘(全螺紋)	4.5mm,65mm	TI 6AL 4V
0945-0302-70	硬質骨實心螺釘(全螺紋)	4.5mm,70mm	TI 6AL 4V
0945-0302-75	硬質骨實心螺釘(全螺紋)	4.5mm,75mm	TI 6AL 4V
0945-0302-80	硬質骨實心螺釘(全螺紋)	4.5mm,80mm	TI 6AL 4V
0945-0302-85	硬質骨實心螺釘(全螺紋)	4.5mm,85mm	TI 6AL 4V
0945-0302-90	硬質骨實心螺釘(全螺紋)	4.5mm,90mm	TI 6AL 4V
0945-0302-95	硬質骨實心螺釘(全螺紋)	4.5mm,95mm	TI 6AL 4V

(十八)4.0MM 加壓式螺釘(全螺紋)4.0MM COMPRESSION CORTEX SCREW(FULL THREADED)

料號	名稱	規格尺寸	主要元件材質
0940-0302-10	硬質骨實心螺釘(全螺紋)	4.0mm,10mm	TI 6AL 4V
0940-0302-12	硬質骨實心螺釘(全螺紋)	4.0mm,12mm	TI 6AL 4V
0940-0302-14	硬質骨實心螺釘(全螺紋)	4.0mm,14mm	TI 6AL 4V
0940-0302-16	硬質骨實心螺釘(全螺紋)	4.0mm,16mm	TI 6AL 4V
0940-0302-18	硬質骨實心螺釘(全螺紋)	4.0mm,18mm	TI 6AL 4V
0940-0302-20	硬質骨實心螺釘(全螺紋)	4.0mm,20mm	TI 6AL 4V
0940-0302-22	硬質骨實心螺釘(全螺紋)	4.0mm,22mm	TI 6AL 4V
0940-0302-24	硬質骨實心螺釘(全螺紋)	4.0mm,24mm	TI 6AL 4V
0940-0302-26	硬質骨實心螺釘(全螺紋)	4.0mm,26mm	TI 6AL 4V
0940-0302-28	硬質骨實心螺釘(全螺紋)	4.0mm,28mm	TI 6AL 4V
0940-0302-30	硬質骨實心螺釘(全螺紋)	4.0mm,30mm	TI 6AL 4V
0940-0302-32	硬質骨實心螺釘(全螺紋)	4.0mm,32mm	TI 6AL 4V
0940-0302-34	硬質骨實心螺釘(全螺紋)	4.0mm,34mm	TI 6AL 4V
0940-0302-36	硬質骨實心螺釘(全螺紋)	4.0mm,36mm	TI 6AL 4V
0940-0302-38	硬質骨實心螺釘(全螺紋)	4.0mm,38mm	TI 6AL 4V
0940-0302-40	硬質骨實心螺釘(全螺紋)	4.0mm,40mm	TI 6AL 4V

0940-0302-42	硬質骨實心螺釘(全螺紋)	4.0mm,42mm	TI 6AL 4V
0940-0302-44	硬質骨實心螺釘(全螺紋)	4.0mm,44mm	TI 6AL 4V
0940-0302-46	硬質骨實心螺釘(全螺紋)	4.0mm,46mm	TI 6AL 4V
0940-0302-48	硬質骨實心螺釘(全螺紋)	4.0mm,48mm	TI 6AL 4V
0940-0302-50	硬質骨實心螺釘(全螺紋)	4.0mm,50mm	TI 6AL 4V
0940-0302-52	硬質骨實心螺釘(全螺紋)	4.0mm,52mm	TI 6AL 4V
0940-0302-54	硬質骨實心螺釘(全螺紋)	4.0mm,54mm	TI 6AL 4V
0940-0302-55	硬質骨實心螺釘(全螺紋)	4.0mm,55mm	TI 6AL 4V
0940-0302-56	硬質骨實心螺釘(全螺紋)	4.0mm,56mm	TI 6AL 4V
0940-0302-58	硬質骨實心螺釘(全螺紋)	4.0mm,58mm	TI 6AL 4V
0940-0302-60	硬質骨實心螺釘(全螺紋)	4.0mm,60mm	TI 6AL 4V
0940-0302-65	硬質骨實心螺釘(全螺紋)	4.0mm,65mm	TI 6AL 4V
0940-0302-70	硬質骨實心螺釘(全螺紋)	4.0mm,70mm	TI 6AL 4V
0940-0302-75	硬質骨實心螺釘(全螺紋)	4.0mm,75mm	TI 6AL 4V
0940-0302-80	硬質骨實心螺釘(全螺紋)	4.0mm,80mm	TI 6AL 4V
0940-0302-85	硬質骨實心螺釘(全螺紋)	4.0mm,85mm	TI 6AL 4V
0940-0302-90	硬質骨實心螺釘(全螺紋)	4.0mm,90mm	TI 6AL 4V
0940-0302-95	硬質骨實心螺釘(全螺紋)	4.0mm,95mm	TI 6AL 4V

製造廠名稱：愛派司生技有限公司委託美瑞世生物科技股份有限公司製造

製造廠地址：台北縣新店市寶宏路3之1號2樓

藥商名稱：愛派司生技有限公司

藥商地址：台北縣中和市建八路161號1樓